Научно-производственное объединение ЗАО «Крисмас+»

МВИ-02-144-09

Методика выполнения измерений массовой концентрации хлоридов в пробах питьевой и природных вод аргентометрическим методом на основе тест-комплекта «Хлориды»

Регистрационный код методики измерений по Федеральному реестру

ФР.1.31.2009.06500

Санкт-Петербург 2009

СОДЕРЖАНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ	3
2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ	3
3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА	,
МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ	4
3.1. Средства измерений	4
3.2. Материалы, растворы и реактивы	4
3.3. Вспомогательные устройства	4
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	5
5. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ОПЕРАТОРА	5
6. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ	
7. ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ИЗМЕРЕНИЙ	5
7.1. Приготовление растворов	5
7.2. Установление точной концентрации раствора нитрата серебра .	6
8. ОТБОР ПРОБ	
9. ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ	8
9.1. Предварительная оценка содержания хлоридов в воде	
9.2. Титрование	8
10. ВЫЧИСЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ	
11. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ	10
12. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ	11
Приложение	
Устранение мешающих влияний	13
СВИДЕТЕЛЬСТВО об аттестации методики выполнения измерений	14
Бюлжет неопределенности измерений	16

Настоящий документ устанавливает методику выполнения измерений массовой концентрации хлоридов в пробах питьевой и природных вод в диапазоне от 10 до 350 мг/дм 3 с использованием тесткомплекта «Хлориды».

Методика предусматривает использование комплектующих, реактивов и растворов в составе портативного тест-комплекта «Хлориды» (ТУ 2643-600-82182574-08) и предназначена для применения, как в полевых, так и в лабораторных условиях.

ПДК хлоридов в воде хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения составляет 300 мг/дм³.

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ

Относительная расширенная неопределенность измерений по данной методике (при коэффициенте охвата k = 2) составляет:

- 20 % в диапазоне от 10 до 50 мг/дм³,
- 10 % в диапазоне св. 50 до 350 мг/дм³.

<u>Примечание.</u> Указанные неопределенности соответствует границам относительной погрешности ± 20 % и ± 10 %, соответственно, при доверительной вероятности P=0.95.

2. МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ

Измерения основаны на аргентометрическом титровании анализируемой пробы с образованием труднорастворимого осадка хлорида серебра. В качестве индикатора используют хромат калия (метод Мора). Титрование проводят в нейтральной или слабощелочной среде (pH = 7–10), поскольку хромат серебра, вызывающий окрашивание в точке эквивалентности, растворим в кислой среде, а в сильнощелочной возможно образование гидроксида серебра.

Метод предусматривает использование комплектующих и реактивов из тест-комплекта «Хлориды», что делает его пригодным для применения в полевых условиях.

Определению мешают высокая цветность и мутность природных вол.

Устранение мешающих факторов описано в Приложении.

МВИ-02-144-09 3