

ЛАБОРАТОРНАЯ
КАБИНЕТНАЯ
МЕБЕЛЬ**Christmas** Mshop.christmas-plus.ru
christmas-plus.ru
крисмас.рф

ТУМБЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ

ООО «Крисмас М» предлагает качественные и недорогие лабораторные тумбы: приставные, подкатные, стационарные, угловые. Мебель выпускается по ГОСТу 16371-2014 и имеет декларации соответствия ТС N RU Д-РУ.ПЩ01.В.09581, ТС N RU Д-РУ.ПЩ01.В.09378.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Тумба лабораторная – универсальная мебель, которая используется в лабораториях, медицинских учреждениях и учебных аудиториях как самостоятельно, так и в качестве дополнительной комплектации к лабораторным столам и мойкам.

Может использоваться для хранения различных химических материалов, лабораторного инструментария, медицинских инструментов, препаратов, а также документации, канцелярских принадлежно-

стей и личных вещей сотрудников. Верхняя поверхность тумбы может использоваться как площадка для лабораторной посуды, оборудования и т.п. Также тумбы могут использоваться как дополнительное оборудование к другой мебели – например, к различным столам.

Угловые тумбы прекрасно экономят место в условиях тесного помещения.

ОПИСАНИЕ

Все лабораторные тумбы, производимые ООО «Крисмас М», изготовлены из экологически безопасной и влагостойкой ламинированной плиты ДСП на усиленном металлическом каркасе. Все открытые и выдвигаемые части облицованы противоударной кромкой ПВХ (2 мм).

Допустимая нагрузка на рабочую поверхность от 25 до 100 кг.

Мы предлагаем различные тумбы – приставные, подкатные, стационарные, угловые, которые, в свою очередь, могут быть с ящиками, с дверцами, с нишами. Тумбы с дверцами имеют несколько внутренних отделений, разделенных съемными полками.

Дверцы и ящики, по желанию заказчика, могут быть оснащены специальными доводчиками, позволяющими закрывать их плотно и без стука. Для хранения кислот одна или несколько секций могут

быть отделаны внутри полипропиленом и герметизированы прозрачным силикагелем, также может быть подведен фланец для организации отдельного вентилирования.

Приставные, стационарные и угловые тумбы устанавливаются на металлическом основании с регулируемыми по высоте опорами (0-30 мм), что позволяет компенсировать неровности пола.

Все лабораторные тумбы могут быть оснащены дополнительным оборудованием – мебельными замками, разделителями для ящиков, различными ручками и многим другим.

С основным ассортиментом лабораторных тумб, производимых и поставляемых ООО «Крисмас М», а также с вариантами дополнительного оборудования можно ознакомиться на специальной странице сайта: shop.christmas-plus.ru/catalog/tumby_laboratornye/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип тумбы	Модель	Стандартная комплектация	Габариты, мм	Покрытие	Стоимость, руб. с НДС
Приставная	400-ТПр2я	Металлическое основание; Два ящика.	400×600×750	Ламинат	6 840
Приставная	400-ТПр3я	Металлическое основание; Три ящика.	400×600×750	Ламинат	7 010
Приставная	400-ТПр5я	Металлическое основание; Пять ящиков.	400×600×850	Ламинат	7 850
Приставная	400-ТПрд	Металлическое основание; С дверцей и съемной полкой.	400×600×750	Ламинат	5 105
Подкатная	400-ТП2я	На роликах; На выбор два исполнения: с дверцей или двумя ящиками.	400×600×650	Ламинат	4 620
Подкатная	400-ТП3я	На роликах; На выбор два исполнения: с дверцей или тремя ящиками.	400×600×650	Ламинат	5 055
Подкатная	400-ТП5я	На роликах; На выбор два исполнения: с дверцей или пятью ящиками.	400×600×750	Ламинат	5 950
Подкатная	400-ТПд	На роликах; С дверцей и съемной полкой.	400×600×650	Ламинат	3 580
Угловая	750-ТУ	Металлическое основание; Распашные дверцы; Съемная полка.	1000×1000×750	Пластик	10 160
Угловая	900-ТУ	Металлическое основание; Распашные дверцы; Съемная полка.	1000×1000×900	Пластик	11 940
Стационарная	400-ТСвдСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей высокая; Распашные дверцы; Съемная полка.	400×600×900	Пластик	5 155
Стационарная	600-ТСвдСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей высокая; Распашные дверцы; Съемная полка.	600×600×900	Пластик	5 325

Мы всегда открыты
для сотрудничества!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (продолжение)

Тип тумбы	Модель	Стандартная комплектация	Габариты, мм	Покрытие	Стоимость, руб. с НДС
Стационарная	800-ТСвдСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей высокая; Распашные дверцы; Съёмная полка.	800×600×900	Пластик	5 620
Стационарная	400-ТСвяСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей высокая; 4 выдвижных ящика на роликовых направляющих.	400×600×900	Пластик	6 960
Стационарная	600-ТСвяСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей высокая; 4 выдвижных ящика на роликовых направляющих.	600×600×900	Пластик	7 690
Стационарная	800-ТСвяСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей высокая; 4 выдвижных ящика на роликовых направляющих.	800×600×900	Пластик	11 815
Стационарная	400-ТСндСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей низкая; Распашная дверца; Съёмная полка.	400×600×750	Пластик	4 690
Стационарная	600-ТСндСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей низкая; Распашная дверца; Съёмная полка.	600×600×750	Пластик	4 925
Стационарная	800-ТСндСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей низкая; Распашные дверцы; Съёмная полка.	800×600×750	Пластик	5 155
Стационарная	400-ТСняСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей низкая; 3 выдвижных ящика на роликовых направляющих.	400×600×750	Пластик	6 500
Стационарная	600-ТСняСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей низкая; 3 выдвижных ящика на роликовых направляющих.	600×600×750	Пластик	6 960
Стационарная	800-ТСняСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей низкая; 3 выдвижных ящика на роликовых направляющих.	800×600×750	Пластик	7 655
Стационарная	800-ТСвдяСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей; 4 выдвижных ящика; Распашная дверца; 1 съёмная полка.	800×600×900	Пластик	11 815
Стационарная	800-ТСндяСл	Металлическое основание; Тумба со столешницей; 3 выдвижных ящика; Распашная дверца; 1 съёмная полка.	800×600×750	Пластик	10 815
Стационарная	400-ТОд	Металлическое основание; Тумба под аппаратуру высокая; Ниша; Распашная дверца; Съёмная полка.	400×400×900	Пластик	5 020
Стационарная	600-ТОд	Металлическое основание; Тумба под аппаратуру высокая; Ниша; Распашная дверца; Съёмная полка.	600×400×900	Пластик	7 915
Стационарная	800-ТОд	Металлическое основание; Тумба под аппаратуру высокая; Ниша; 2 распашные дверцы; Съёмная полка.	800×400×900	Пластик	11 310
Стационарная	400-ТОя	Металлическое основание; Тумба под аппаратуру высокая; Ниша; 3 выдвижных ящика на роликовых направляющих.	400×400×900	Пластик	5 990
Стационарная	600-ТОя	Металлическое основание; Тумба под аппаратуру высокая; Ниша; 3 выдвижных ящика на роликовых направляющих.	600×400×900	Пластик	8 060
Стационарная	800-ТОя	Металлическое основание; Тумба под аппаратуру высокая; Ниша; 3 выдвижных ящика на роликовых направляющих.	800×400×900	Пластик	11 515

Цены действительны на 1 марта 2018 года. По желанию заказчика стандартная комплектация может быть изменена.

Также мы предлагаем широкий ассортимент подкатных тумб из металла и меламина.

Корпуса металлических тумб изготовлены без использования конструкций из сварных рам, благодаря чему достигается минимальный вес. Боковые стенки тумб двойные, универсальные как для моделей с дверцей, так и для моделей с ящиками, имеют толщину всего 19 мм. Фасады тумб являются двойными, заполнены шумопоглощающим материалом и снабжены замком. Тумбы с дверкой имеют легкосъёмную полку с фиксатором с возможностью установки полки на 3-х различных уровнях по высоте. Ящики на телескопических направляющих полного выдвижения, выдерживающие нагрузку до 30 кг. Колеса тумб имеют полиуретановое покрытие, обеспечивающее бесшумное передвижение. Два передних колеса снабжены стопорами. Максимальная нагрузка на одну опору 40 кг.

Корпуса меламиновых тумб полностью изготовлены из меламина, фасады дверец и выдвижных ящиков – софтформинг цвета «серый джинс» с окантовкой АБС-кромкой. Тумбы с дверцами имеют легкосъёмную полку с возможностью установки полки на 3-х различных уровнях по высоте. Ящики на направляющих пол-ного выдвижения, выдерживающие нагрузку до 30 кг.

АССОРТИМЕНТ МЕБЕЛИ

Мы производим и поставляем: лабораторную мебель, офисную мебель, школьную мебель, мебель для жилых помещений.

Отдел продаж:

Петрова Ольга Александровна

191119, Санкт-Петербург, ул. К. Заслонова, д. 6
Тел.: 8 (800) 302-92-25 (бесплатный звонок по РФ)
Тел.: (812) 575-50-81, 575-55-43, 575-57-91, 575-54-07
Факс: (812) 325-34-79 (круглосуточно)
E-mail: labmebel@christmas-plus.ru

Можно приобрести
в интернет-магазине
shop.christmas-plus.ru



Тумба лабораторная
стационарная



Тумба лабораторная
подкатная

